

ゲルファス

中規模空間向け天然系臭気中和脱臭剤



施設内の色々なタイプのニオイを素早く脱臭し、抗菌分解します。

「ゲルファス」は、臭気中和脱臭の原理を応用した、天然植物性精油を原料とする安全でしかも即効性のある脱臭剤です。抗菌分解作用を持つ専用脱臭機・G2フレッシュ用に開発したシリーズの中から、さまざまな空間の気になるニオイに合わせた最適な薬剤を選ぶことができます。強いニオイで覆い隠す芳香剤とは異なり、確実に臭気レベルを低下させます。



ゲルファスの特長

天然素材だからどんなところにも安心です。

「ゲルファス」の原料は、天然の植物性精油です。したがって毒性や刺激性もなく、「生分解性」においても優れています。室内や人が集まるところでも安心してお使いいただけます。

あらゆるニオイに効果を発揮します。


腐敗臭から化学物質によって生じる異臭まで、さまざまな不快臭にすばやく効果を発揮します。店舗やサービス産業を中心に、多様な分野で導入され高い評価を得ています。

問題環境に合わせて配合をシリーズ化しました。

問題環境での悪臭原因物質を特定することで、それぞれにもっとも効果的な配合をシリーズとして開発しました。このため、ピンポイントに脱臭効果を発揮します。

専用脱臭機 "G2フレッシュ" も用意しました。

「ゲルファス」のパワーをより効果的に発揮させる「G2フレッシュ」は専用脱臭機。臭気中和脱臭と酸化チタンの光触媒による相乗効果で室内をすばやくリフレッシュします。



ゲルファスの脱臭原理

特定の有機物質を相互に適度に組み合わせると、それぞれのニオイが中和相殺され、感覚レベルが低減するという仕組みを応用したのが「ゲルファス」の脱臭原理です。

代表的なニオイと品番

品番	用途
G-03	腐敗臭、汚物臭など 病院・老人医療施設の汚物処理室、各種検査室、トイレ、ゴミ置き場、排水処理施設 など
G-05	タバコ臭、焦げ臭、体臭など 各種飲食店(レストラン・スナックなど)・各種娯楽施設(カラオケBOX・パチンコ店など)・スポーツジム・健康ランド・更衣室・ショールーム・劇場・ホール・宴会場・ホテル・旅館・会議室・応接室・喫煙ルーム・美容院・理容店 など
荷姿	ポリ容器 300g×36個入

使用方法

- キャップのバンドを一回転させてはぎ取り、キャップを90度に関け、G2フレッシュにセットしてご使用ください。
- G2フレッシュ内のセット位置や気温により異なりますが、通常1ヶ月程効果を発揮します。



G2フレッシュは、ゲルファスによる臭気中和脱臭を効果的に行なうとともに、本体内部の酸化チタン塗膜と紫外線灯による光触媒作用で抗菌分解もします。相乗効果で室内をすばやくリフレッシュします。

タイプ	Basic	Carry
型式	G2-66S	G2-66CR
外寸(H×D×W)	577×325×400mm	677×325×400mm
重量	15.2kg	18kg
電源	AC100 50/60Hz	
消費電力	最大 35W	
抗菌・脱臭能力	66m ² [20坪]	

※G2フレッシュは受注生産です。



第一工業製薬グループ

<http://www.dcc-web.co.jp/>

研究部
クリーンケミカル研究グループ
〒601-8391
京都市南区吉祥院大町5番地

クリーンケミカル営業部
東部営業所
〒104-0031
東京都中央区京橋1丁目3番1号
八重洲口大栄ビル9階

クリーンケミカル営業部
西部営業所
〒541-0043
大阪市中央区高麗橋4丁目2番16号
大阪朝日生命館2階

075-326-7675

03-3275-0567

06-6229-1755

【受注専用】03-3275-0584

【受注専用】06-6229-1790

取り扱い上の注意

- 保管およびご使用の際は、直射日光や高温の場所を避けてください。
- 幼児の手の届くところに置かないでください。
- 万一、手についた場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。目に入った場合は直ちに洗眼し、医師の手当てを受けてください。
- 誤ってお口に入れたり、飲み込んだりした場合は、水や牛乳を飲ませて、直ちに医師の手当てを受けてください。
- 用途以外に使用しないでください。

お願い

1. この資料に記載しているデータは、当社の実験的試験資料に基づくものですが、実際の現場使用結果を保証するものではありません。現場での使用に当たっては事前に使用条件、使用方法およびこれらの条件下での効果をご確認ください。
2. 記載内容は、新しい知見などにより、改正されることがあります。